



Mi Electric Toothbrush Head
(confezione da 3, standard)







Costituzione setole
inossidabile
priva di metallo




Sicurezza



Setole
DuPont



Setole progettate
in base alla forma
della cavità orale umana



Floccatura ad
alta densità con setole
aumentate del 40%



Trattamento sottovuoto
e sterilizzazione

Normale

Le testine di Mi Toothbrush utilizzano la nuova tecnologia di floccatura ad alta densità inossidabile e priva di metalli. La base delle setole si integra con le setole tramite fusione a caldo. La parte alta delle setole fissa le setole alla testina dello spazzolino. Rispetto alle testine degli spazzolini comuni, le testine di Mi Toothbrush non sono soggette all'accumulo di ruggine e sporco sulle placche di metallo e sono più ecologiche, pulite e sicure. Mi utilizza morbide setole di alta qualità di DuPont e impiega il processo di floccatura ad alta densità per offrire un'area delle setole più ampia, migliorando l'apparecchiatura e il processo. Le setole sulle testine Mi Toothbrush sono maggiori del 40% rispetto alle testine di uno spazzolino comune. Viene inoltre adottato un design ergonomico per migliorare l'efficienza della pulizia del tartaro e della placca dentale. Ogni setola di una testina Mi Toothbrush è stata lucidata per proteggere al meglio le gengive.

La testina standard di Mi Toothbrush soddisfa al meglio le necessità di pulizia quotidiana dei denti.


* La politica di reso di prodotti entro 7 giorni senza motivazioni non è applicabile a testine per spazzolino con confezioni esterne non più intatte.




Effetto
spazzola
non lucidata



Effetto
spazzola
lucidata



*Si consiglia di sostituire la testina dello spazzolino ogni tre mesi.



Installare la testina dello spazzolino sul manico dello spazzolino nella direzione corretta.



Mi Electric Toothbrush Head (confezione da 3, standard)


Modello: DDYST01SKS
Titolare: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Produttore: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
(partner di Xiaomi Ecosystem)
Indirizzo: Unit 2018, RuiFeng Enterprise Center, Gui Miao
Road, Distretto di Nanshan, Shenzhen, Guangdong
Per ulteriori informazioni visita il sito www.mi.com
Contatto assistenza: 400-788-4008

Mi Electric Toothbrush Head Color: light gray



16860/99999999

SKU: NUN4010GL



6 970244 529343

Production Add.: Longgang District,
Shenzhen, Guangdong Province, China



Production Date: 2017.04

Quality Certified